




Товары для регистрации окклюзии

HANEL – продукция для регистрации прикуса и окклюзии, производящаяся в Германии. Уникальная технология напыления красящего слоя позволяет добиться хорошего маркирования зубов и более медленного размокания бумаги в полости рта, что позволяет получить хорошо видимый и достоверный результат. Точная регистрация окклюзии - залог качественной и долговременной реставрации.

HANEL Articulating Paper 200 μ

Артикуляционная бумага для первичного тестирования.

Предназначена для дифференцирования областей с высокой и низкой жевательной нагрузкой.



300 полосок (18 × 50 мм)	красная	200 μ	480 392
300 полосок (18 × 50 мм)	синяя	200 μ	480 397

HANEL Articulating Paper 80 μ & 40 μ

Артикуляционная бумага для промежуточного и финального теста



U-форма, 72 листа	синяя	80 μ	480 367	I-форма, 144 лист	синяя	80 μ	480 387
U-форма, 72 листа	синяя	40 μ	480 337	I-форма, 144 лист	синяя/ красная	80 μ	480 384
U-форма, 72 листа	синяя/ красная	80 μ	480 364	Полоски, 120 лист	красная	40 μ	480 352
U-форма, 72 листа	красная	40 μ	480 332	Полоски, 120 лист	синяя	40 μ	480 357
C-форма, 144 листа	синяя	80 μ	480 377	Полоски, 120 лист	синяя/ красная	40 μ	480 354
C-форма, 144 листа	синяя/ красная	80 μ	480 374	Рулон, 15 m	красная	40 μ	480 322
				Рулон, 15 m	синяя	40 μ	480 327

HANEL Occlusion Foil 12 μ

Фольга **Hanel** отвечает самым высоким требованиям, предъявляемым к материалам, используемым в гнатологии. Две маркирующие стороны фольги за счет ее эластичности обеспечивают чрезвычайно точный след на соприкасающихся поверхностях.



22 мм × 25 м, двухсторонняя	
Красный	480 042
Синий	480 047

HANEL Shimstock Foil

Фольга Shimstock – металлическая фольга без цветового покрытия. Когда зубы находятся в нормальной окклюзии, эту фольгу можно с усилием протянуть через пришлифованные контакты. Если тонус мышц высокий, то фольга будет зажата.



8 μ (8 мм × 5 м)	480 180
------------------	---------

